



## C-Reactive Protein (Latex)

**cobas c 311/501 analyzers**  
**20764930 322, Sys.-ID 07 6493 0**

For **cobas c 311/501 analyzers**:  
**CRPLX: ACN 019**

Serum / SÉRUM / Suero / Siero / Soro / SÉRUM / Surowica / Szérum / Ορός  
 Plasma / Plazma / Osocze / Πλάσμα

LOT	e-BC Ver.		mg/L	nmol/L	mg/dL
	c311	c501	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsvärde/Kalibreringsvärði Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsvärde/Kalibreringsvärði Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsvärde/Kalibreringsvärði Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης

### C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

144344	3	3	102	971	10.2
277667	2	2	102	971	10.2
199428	3	3	98.4	937	9.84
277668	2	2	98.4	937	9.84
281130	2	2	98.4	937	9.84
281134	2	2	98.4	937	9.84
281135	2	2	98.4	937	9.84
223235	2	2	97.4	927	9.74
277906	2	2	105	1000	10.5
312505	1	1	103	981	10.3

LOT	e-BC Ver.		mg/L			nmol/L			mg/dL		
	c311	c501	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD
			Wert	Bereich	1SD	Wert	Bereich	1SD	Wert	Bereich	1SD
			Valeur	Intervalle	1s	Valeur	Intervalle	1s	Valeur	Intervalle	1s
			Valor	Intervalo	1DE	Valor	Intervalo	1DE	Valor	Intervalo	1DE
			Valore	Intervallo	1DS	Valore	Intervallo	1DS	Valore	Intervallo	1DS
			Valor	Intervalo	1DP	Valor	Intervalo	1DP	Valor	Intervalo	1DP
			Värde	Område	1DP	Värde	Område	1DP	Värde	Område	1DP
			Værdi	Område	1SD	Værdi	Område	1SD	Værdi	Område	1SD
			Hodnota	Rozmezí	1SD	Hodnota	Rozmezí	1SD	Hodnota	Rozmezí	1SD
			Hodnota	Rozsah	1SD	Hodnota	Rozsah	1SD	Hodnota	Rozsah	1SD
			Wartość	Zakres	1SD	Wartość	Zakres	1SD	Wartość	Zakres	1SD
			Érték	Tartomány	1SD	Érték	Tartomány	1SD	Érték	Tartomány	1SD
			Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD

**PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)**

186380	5	5	9.23	7.37	-	11.09	0.62	87.9	70.2	-	105.6	5.9	0.923	0.737	-	1.109	0.062
132859	3	3	7.94	6.35	-	9.53	0.53	75.6	60.6	-	90.6	5.0	0.794	0.635	-	0.953	0.053
144514	4	4	7.81	6.25	-	9.37	0.52	74.4	59.4	-	89.4	5.0	0.781	0.625	-	0.937	0.052
154342	4	4	7.88	6.29	-	9.47	0.53	75.0	60.0	-	90.0	5.0	0.788	0.629	-	0.947	0.053
160400	3	3	8.11	6.49	-	9.73	0.54	77.2	61.9	-	92.5	5.1	0.811	0.649	-	0.973	0.054
160401	3	3	8.11	6.49	-	9.73	0.54	77.2	61.9	-	92.5	5.1	0.811	0.649	-	0.973	0.054
160407	4	4	8.98	7.18	-	10.78	0.60	85.5	68.4	-	102.6	5.7	0.898	0.718	-	1.078	0.060
160410	4	4	8.98	7.18	-	10.78	0.60	85.5	68.4	-	102.6	5.7	0.898	0.718	-	1.078	0.060
191102	3	3	9.02	7.22	-	10.82	0.60	85.9	68.8	-	103.0	5.7	0.902	0.722	-	1.082	0.060
191118	3	3	9.30	7.44	-	11.16	0.62	88.5	70.8	-	106.2	5.9	0.930	0.744	-	1.116	0.062
250241	3	3	9.83	7.85	-	11.81	0.66	93.6	75.0	-	112.2	6.2	0.983	0.785	-	1.181	0.066
250254	2	2	10.3	8.2	-	12.4	0.7	98.1	78.6	-	117.6	6.5	1.03	0.82	-	1.24	0.07

**PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)**

186394	6	6	39.8	31.7	-	47.9	2.7	379	304	-	454	25	3.98	3.17	-	4.79	0.27
186395	6	6	39.8	31.7	-	47.9	2.7	379	304	-	454	25	3.98	3.17	-	4.79	0.27
132865	5	5	39.7	31.9	-	47.5	2.6	378	303	-	453	25	3.97	3.19	-	4.75	0.26
144527	5	5	39.3	31.5	-	47.1	2.6	374	299	-	449	25	3.93	3.15	-	4.71	0.26
154345	5	4	39.4	31.6	-	47.2	2.6	375	300	-	450	25	3.94	3.16	-	4.72	0.26
160386	4	4	43.6	34.9	-	52.3	2.9	415	331	-	499	28	4.36	3.49	-	5.23	0.29
160393	5	5	43.1	34.4	-	51.8	2.9	410	329	-	491	27	4.31	3.44	-	5.18	0.29
191111	3	3	41.9	33.5	-	50.3	2.8	399	318	-	480	27	4.19	3.35	-	5.03	0.28
191112	3	3	41.9	33.5	-	50.3	2.8	399	318	-	480	27	4.19	3.35	-	5.03	0.28
191125	3	3	41.7	33.3	-	50.1	2.8	397	319	-	475	26	4.17	3.33	-	5.01	0.28
250228	3	3	60.4	48.4	-	72.4	4.0	575	461	-	689	38	6.04	4.84	-	7.24	0.40
250267	2	2	60.7	48.7	-	72.7	4.0	578	461	-	695	39	6.07	4.87	-	7.27	0.40

**Precinorm Protein, No. 10557897 122**

223237	2	2	11.7	9.3	-	14.1	0.8	111	90	-	132	7	1.17	0.93	-	1.41	0.08
294543	1	1	10.9	8.8	-	13.0	0.7	104	83	-	125	7	1.09	0.88	-	1.30	0.07

**Precipath Protein, No. 11333127 122**

154658	2	2	58.7	47.0	-	70.4	3.9	559	448	-	670	37	5.87	4.70	-	7.04	0.39
272990	1	1	59.3	47.3	-	71.3	4.0	565	451	-	679	38	5.93	4.73	-	7.13	0.40