

Supplemental Value Sheet



Roche/Hitachi **cobas c** 311/501/502/701/702 analyzers

Please note that following data have been modified or added.

CRP4	ACN 256	Page 2-3	Ver.2 (c311)
CRP4	ACN (8)256	Page 4-5	Ver.2 (c501/502)
CRP4	ACN 8256	Page 6-7	Ver.2 (c701/702)
HDLC3	ACN (8)435	Page 8-9	Ver.2
C3C-2	ACN (8)036	Page 10	Ver.1
ASLOT	ACN (8)037	Page 11-12	Ver.1
KAPPA2	ACN (8)283	Page 13	Ver.1

For translations, see glossary at the end of this document./Übersetzungen siehe Glossar am Ende des Dokumentes./Pour connaître les traductions, consulter le glossaire à la fin de ce document./Para las traducciones consulte el glosario al final de este documento./Per le traduzioni, vedere il glossario alla fine del presente documento./Para traduções, ver glossário no fim deste documento./Vedr. oversættelse - se gloseliste i slutningen af dette dokument./Se ordlistan i slutet av detta dokument för översättningar./Oversættelser, se den forklarende ordliste bakerst i dette dokumentet./Překlady naleznete v glosári na konci tohoto dokumentu./Preklad pozri v glosári na konci tohto dokumentu./Tłumaczenie, patrz słowniczek na końcu dokumentu./A fordításokat lásd a dokumentum végén található fogalomtárban./Για μεταφράσεις, δείτε το γλωσσάριο στο τέλος αυτού του εγγράφου./Çeviriler için bu belgenin sonundaki sözlüğe bakınız./ За перевод, вижте речника в края на този документ./Tölgete koht vt käesoleva dokumendi lõpus olevat sõnastikku./Dél vertimij žr. šio dokumento pabaigoje esantį glosarijų./Lai veiktų tulkošanu, skatiet glosāriju šī dokumenta beigās./Для перевода см. глоссарий в конце этого документа./Đê djch, vui lòng xem bảng chú giải thuật ngữ ở cuối tài liệu này./翻译请见本文结尾处的术语表

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

Roche/Hitachi
cobas c 311 analyzer


07876033 190, System-ID 07 7607 6

CRP4: ACN 256

LOT		e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
		c311	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

277906	2020-03	5	97.4	927	9.74
312505	2020-07	5	97.0	923	9.70
336551	2021-01	3	90.7	863	9.07
366488	2021-03	2	91.2	868	9.12

LOT		e-BC Ver.	mg/L			nmol/L			mg/dL		
		c311	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

191102	2019-10	6	8.09	6.47 - 9.71	0.54	77.0	61.7 - 92.3	5.1	0.809	0.647 - 0.971	0.054
191118	2020-03	6	8.15	6.53 - 9.77	0.54	77.6	62.0 - 93.2	5.2	0.815	0.653 - 0.977	0.054
250241	2020-11	6	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057
250254	2020-10	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061
324196	2021-04	4	9.26	7.40 - 11.12	0.62	88.2	70.5 - 105.9	5.9	0.926	0.740 - 1.112	0.062
324209	2021-08	2	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065
324213	2021-07	1	9.51	7.62 - 11.40	0.63	90.5	72.5 - 108.5	6.0	0.951	0.762 - 1.140	0.063
324222	2021-10	1	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)

191111	2020-01	6	38.4	30.6 - 46.2	2.6	366	294 - 438	24	3.84	3.06 - 4.62	0.26
191112	2020-01	6	38.4	30.6 - 46.2	2.6	366	294 - 438	24	3.84	3.06 - 4.62	0.26
191125	2020-03	6	38.0	30.5 - 45.5	2.5	362	290 - 434	24	3.80	3.05 - 4.55	0.25
250228	2020-06	6	54.8	43.7 - 65.9	3.7	522	417 - 627	35	5.48	4.37 - 6.59	0.37
250267	2020-11	5	54.3	43.5 - 65.1	3.6	517	415 - 619	34	5.43	4.35 - 6.51	0.36
250280	2020-12	4	51.1	40.9 - 61.3	3.4	486	390 - 582	32	5.11	4.09 - 6.13	0.34
324345	2021-04	2	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36
324348	2021-04	1	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36

Precinorm Protein, No. 10557897 122

294543	2020-05	5	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065
--------	---------	---	------	--------------	------	------	--------------	-----	-------	---------------	-------

Precipath Protein, No. 11333127 122

272990	2020-07	5	56.0	44.9 - 67.1	3.7	533	425 - 641	36	5.60	4.49 - 6.71	0.37
391706	2021-07	2	55.6	44.5 - 66.7	3.7	529	424 - 634	35	5.56	4.45 - 6.67	0.37

CRP T Control N, No. 20766321 322

247474	2020-06	2	3.22	2.59 - 3.85	0.21	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.322	0.259 - 0.385	0.021
343029	2021-05	2	3.68	2.93 - 4.43	0.25	35.0	28.1 - 41.9	2.3	0.368	0.293 - 0.443	0.025
430859	2022-08	2	3.23	2.57 - 3.89	0.22	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.323	0.257 - 0.389	0.022

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

Roche/Hitachi
cobas c 501/502 analyzers

07876033 190, System-ID 07 7607 6


For **cobas c** 501 analyzer:
CRP4: ACN 256

For **cobas c** 502 analyzer:
CRP4: ACN 8256

LOT		e-BC Ver.		mg/L	nmol/L	mg/dL
		c501	c502	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

277906	2020-03	5	5	99.4	946	9.94
312505	2020-07	5	5	99.0	942	9.90
336551	2021-01	3	3	92.5	881	9.25
366488	2021-03	2	2	93.1	886	9.31

LOT		e-BC Ver.		mg/L			nmol/L			mg/dL		
		c501	c502	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)												
191102	2019-10	6	6	8.09	6.47 - 9.71	0.54	77.0	61.7 - 92.3	5.1	0.809	0.647 - 0.971	0.054
191118	2020-03	6	6	8.15	6.53 - 9.77	0.54	77.6	62.0 - 93.2	5.2	0.815	0.653 - 0.977	0.054
250241	2020-11	6	6	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057
250254	2020-10	5	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061
324196	2021-04	4	4	9.26	7.40 - 11.12	0.62	88.2	70.5 - 105.9	5.9	0.926	0.740 - 1.112	0.062
324209	2021-08	2	2	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065
324213	2021-07	1	1	9.51	7.62 - 11.40	0.63	90.5	72.5 - 108.5	6.0	0.951	0.762 - 1.140	0.063
324222	2021-10	1	1	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)												
191111	2020-01	6	6	37.3	29.8 - 44.8	2.5	355	283 - 427	24	3.73	2.98 - 4.48	0.25
191112	2020-01	6	6	37.3	29.8 - 44.8	2.5	355	283 - 427	24	3.73	2.98 - 4.48	0.25
191125	2020-03	6	6	36.9	29.4 - 44.4	2.5	351	282 - 420	23	3.69	2.94 - 4.44	0.25
250228	2020-06	6	6	53.2	42.7 - 63.7	3.5	506	404 - 608	34	5.32	4.27 - 6.37	0.35
250267	2020-11	5	5	52.7	42.2 - 63.2	3.5	502	403 - 601	33	5.27	4.22 - 6.32	0.35
250280	2020-12	4	4	49.6	39.7 - 59.5	3.3	472	379 - 565	31	4.96	3.97 - 5.95	0.33
324345	2021-04	2	2	51.7	41.5 - 61.9	3.4	492	393 - 591	33	5.17	4.15 - 6.19	0.34
324348	2021-04	1	1	51.7	41.5 - 61.9	3.4	492	393 - 591	33	5.17	4.15 - 6.19	0.34
Precinorm Protein, No. 10557897 122												
294543	2020-05	5	5	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065
Precipath Protein, No. 11333127 122												
272990	2020-07	5	5	54.9	43.8 - 66.0	3.7	523	418 - 628	35	5.49	4.38 - 6.60	0.37
391706	2021-07	2	2	54.5	43.7 - 65.3	3.6	519	414 - 624	35	5.45	4.37 - 6.53	0.36
CRP T Control N, No. 20766321 322												
247474	2020-06	2	2	3.22	2.59 - 3.85	0.21	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.322	0.259 - 0.385	0.021
343029	2021-05	2	2	3.68	2.93 - 4.43	0.25	35.0	28.1 - 41.9	2.3	0.368	0.293 - 0.443	0.025
430859	2022-08	2	2	3.23	2.57 - 3.89	0.22	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.323	0.257 - 0.389	0.022

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers


07876424 190, System-ID 05 7607 6

CRP4: ACN 8256

LOT		e-BC Ver.		mg/L	nmo/L	mg/dL
		c701	c702	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

277906	2020-03	5	5	99.4	946	9.94
312505	2020-07	5	5	99.0	942	9.90
336551	2021-01	3	3	92.5	881	9.25
366488	2021-03	2	2	93.1	886	9.31

LOT		e-BC Ver.		mg/L				nmol/L				mg/dL			
		c701	c702	Value	Range		1SD	Value	Range		1SD	Value	Range		1SD
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)															
191102	2019-10	5	5	8.09	6.47 - 9.71	0.54	77.0	61.7 - 92.3	5.1	0.809	0.647 - 0.971	0.054			
191118	2020-03	5	5	8.15	6.53 - 9.77	0.54	77.6	62.0 - 93.2	5.2	0.815	0.653 - 0.977	0.054			
250241	2020-11	6	6	8.62	6.91 - 10.33	0.57	82.1	65.6 - 98.6	5.5	0.862	0.691 - 1.033	0.057			
250254	2020-10	5	5	9.16	7.33 - 10.99	0.61	87.2	69.8 - 104.6	5.8	0.916	0.733 - 1.099	0.061			
324196	2021-04	4	4	9.26	7.40 - 11.12	0.62	88.2	70.5 - 105.9	5.9	0.926	0.740 - 1.112	0.062			
324209	2021-08	2	2	9.81	7.86 - 11.76	0.65	93.4	74.8 - 112.0	6.2	0.981	0.786 - 1.176	0.065			
324213	2021-07	1	1	9.51	7.62 - 11.40	0.63	90.5	72.5 - 108.5	6.0	0.951	0.762 - 1.140	0.063			
324222	2021-10	1	1	9.78	7.83 - 11.73	0.65	93.1	74.5 - 111.7	6.2	0.978	0.783 - 1.173	0.065			
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)															
191111	2020-01	6	6	38.4	30.6 - 46.2	2.6	366	294 - 438	24	3.84	3.06 - 4.62	0.26			
191112	2020-01	6	6	38.4	30.6 - 46.2	2.6	366	294 - 438	24	3.84	3.06 - 4.62	0.26			
191125	2020-03	6	6	38.0	30.5 - 45.5	2.5	362	290 - 434	24	3.80	3.05 - 4.55	0.25			
250228	2020-06	6	6	54.8	43.7 - 65.9	3.7	522	417 - 627	35	5.48	4.37 - 6.59	0.37			
250267	2020-11	5	5	54.3	43.5 - 65.1	3.6	517	415 - 619	34	5.43	4.35 - 6.51	0.36			
250280	2020-12	4	4	51.1	40.9 - 61.3	3.4	486	390 - 582	32	5.11	4.09 - 6.13	0.34			
324345	2021-04	2	2	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36			
324348	2021-04	1	1	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36			
Precinorm Protein, No. 10557897 122															
294543	2020-05	5	5	9.98	7.97 - 11.99	0.67	95.0	76.1 - 113.9	6.3	0.998	0.797 - 1.199	0.067			
Precipath Protein, No. 11333127 122															
272990	2020-07	5	5	56.5	45.1 - 67.9	3.8	538	430 - 646	36	5.65	4.51 - 6.79	0.38			
391706	2021-07	2	2	56.1	45.0 - 67.2	3.7	534	426 - 642	36	5.61	4.50 - 6.72	0.37			
CRP T Control N, No. 20766321 322															
247474	2020-06	2	2	3.22	2.59 - 3.85	0.21	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.322	0.259 - 0.385	0.021			
343029	2021-05	2	2	3.68	2.93 - 4.43	0.25	35.0	28.1 - 41.9	2.3	0.368	0.293 - 0.443	0.025			
430859	2022-08	2	2	3.23	2.57 - 3.89	0.22	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.323	0.257 - 0.389	0.022			

HDLC3



HDL-Cholesterol plus 3rd generation

Roche/Hitachi
cobas c 311/501/502 analyzers

04399803 190, System-ID 07 6833 2

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

05168805 190, System-ID 05 6833 2

For **cobas c 311/501** analyzers:
HDLC3: ACN 435

For **cobas c 701/702** analyzers:
HDLC3: ACN 8435

For **cobas c 502** analyzer:
HDLC3: ACN 8435

LOT		e-BC Ver.					mmol/L	mg/dL	g/L
		c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value
C.f.a.s. Lipids, No. 12172623 122									
340855	2019-12	2	2	2	2	2	1.41	54.5	0.545
378927	2020-04	2	2	2	2	2	1.48	57.2	0.572
383634	2020-08	2	2	2	2	2	1.57	60.7	0.607
396372	2020-12	2	2	2	2	2	1.55	59.9	0.599
C.f.a.s. Lipids, No. 12172623 160									
340855	2019-12	2	2	2	2	2	1.41	54.5	0.545
378927	2020-04	1	1	1	1	1	1.48	57.2	0.572
383634	2020-08	2	2	2	2	2	1.57	60.7	0.607
396372	2020-12	1	1	1	1	1	1.55	59.9	0.599

LOT		e-BC Ver.					mmol/L				mg/dL				g/L			
		c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD			
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)																		
191102	2019-10	6	6	6	5	5	0.674	0.512 - 0.836	0.054	26.1	19.8 - 32.4	2.1	0.261	0.198 - 0.324	0.021			
191118	2020-03	6	6	6	5	5	0.745	0.565 - 0.925	0.060	28.8	21.9 - 35.7	2.3	0.288	0.219 - 0.357	0.023			
250241	2020-11	6	6	6	6	6	0.634	0.481 - 0.787	0.051	24.5	18.5 - 30.5	2.0	0.245	0.185 - 0.305	0.020			
250254	2020-10	5	5	5	5	5	0.707	0.536 - 0.878	0.057	27.3	20.7 - 33.9	2.2	0.273	0.207 - 0.339	0.022			
324196	2021-04	4	4	4	4	4	0.730	0.556 - 0.904	0.058	28.2	21.3 - 35.1	2.3	0.282	0.213 - 0.351	0.023			
324209	2021-08	2	2	2	2	2	0.785	0.596 - 0.974	0.063	30.3	23.1 - 37.5	2.4	0.303	0.231 - 0.375	0.024			
324213	2021-07	1	1	1	1	1	0.874	0.664 - 1.084	0.070	33.8	25.7 - 41.9	2.7	0.338	0.257 - 0.419	0.027			
324222	2021-10	1	1	1	1	1	0.661	0.502 - 0.820	0.053	25.6	19.6 - 31.6	2.0	0.256	0.196 - 0.316	0.020			
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160																		
191102	2019-10	6	6	6	5	5	0.674	0.512 - 0.836	0.054	26.1	19.8 - 32.4	2.1	0.261	0.198 - 0.324	0.021			
250241	2020-11	2	2	2	2	2	0.634	0.481 - 0.787	0.051	24.5	18.5 - 30.5	2.0	0.245	0.185 - 0.305	0.020			
250254	2020-10	4	4	4	4	4	0.707	0.536 - 0.878	0.057	27.3	20.7 - 33.9	2.2	0.273	0.207 - 0.339	0.022			
324209	2021-08	2	2	2	2	2	0.785	0.596 - 0.974	0.063	30.3	23.1 - 37.5	2.4	0.303	0.231 - 0.375	0.024			
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)																		
191111	2020-01	6	6	6	6	6	1.63	1.24 - 2.02	0.13	63.0	48.0 - 78.0	5.0	0.630	0.480 - 0.780	0.050			
191112	2020-01	6	6	6	6	6	1.65	1.26 - 2.04	0.13	63.8	48.5 - 79.1	5.1	0.638	0.485 - 0.791	0.051			
191125	2020-03	6	6	6	6	6	1.45	1.09 - 1.81	0.12	56.1	42.6 - 69.6	4.5	0.561	0.426 - 0.696	0.045			
250228	2020-06	6	6	6	6	6	1.42	1.09 - 1.75	0.11	54.9	41.7 - 68.1	4.4	0.549	0.417 - 0.681	0.044			
250267	2020-11	5	5	5	5	5	1.51	1.15 - 1.87	0.12	58.4	44.3 - 72.5	4.7	0.584	0.443 - 0.725	0.047			
250280	2020-12	4	4	4	4	4	1.91	1.46 - 2.36	0.15	73.8	56.1 - 91.5	5.9	0.738	0.561 - 0.915	0.059			
324345	2021-04	2	2	2	2	2	1.75	1.33 - 2.17	0.14	67.7	51.5 - 83.9	5.4	0.677	0.515 - 0.839	0.054			
324348	2021-04	1	1	1	1	1	1.73	1.31 - 2.15	0.14	66.9	50.7 - 83.1	5.4	0.669	0.507 - 0.831	0.054			
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160																		
250267	2020-11	4	4	4	4	4	1.51	1.15 - 1.87	0.12	58.4	44.3 - 72.5	4.7	0.584	0.443 - 0.725	0.047			
250280	2020-12	2	2	2	2	2	1.91	1.46 - 2.36	0.15	73.8	56.1 - 91.5	5.9	0.738	0.561 - 0.915	0.059			
324345	2021-04	3	3	3	3	3	1.75	1.33 - 2.17	0.14	67.7	51.5 - 83.9	5.4	0.677	0.515 - 0.839	0.054			

C3C-2**Tina-quant Complement C3c ver.2**

Roche/Hitachi
cobas c 311/501/502 analyzers

03001938 322, System-ID 07 6560 0

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

05991986 190, System-ID 03 6560 0

For **cobas c** 311/501 analyzers:

C3C-2: ACN 036

For **cobas c** 701/702 analyzers:

C3C-2: ACN 8036

For **cobas c** 502 analyzer:

C3C-2: ACN 8036

LOT	e-BC Ver.					g/L	mg/dL
	c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

199428	5	5	5	5	5	2.36	236
277668	4	4	4	4	4	2.36	236
281130	4	4	4	4	4	2.36	236
281134	4	4	4	4	4	2.36	236
281135	4	4	4	4	4	2.36	236
223235	4	4	4	4	4	2.31	231
277906	4	4	4	4	4	2.40	240
312505	4	4	4	4	4	2.27	227
336551	2	2	2	2	2	2.20	220

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 160

199428	5	5	5	5	5	2.36	236
223235	4	4	4	4	4	2.31	231
277906	4	4	4	4	4	2.40	240
312505	4	4	4	4	4	2.27	227
336551	1	1	1	1	1	2.20	220

ASLOT



Tina-quant Antistreptolysin O

Roche/Hitachi
cobas c 311/501/502 analyzers

04489403 190, System-ID 07 6865 0

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

05219191 190, System-ID 05 6865 0

For **cobas c** 311/501 analyzers:
ASLOT: ACN 037

For **cobas c** 701/702 analyzers:
ASLOT: ACN 8037

For **cobas c** 502 analyzer:
ASLOT: ACN 8037

LOT	e-BC Ver.					IU/mL
	c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value

C.f.a.s. PAC, No. 03555941 190

211410	2	2	2	2	2	297
305634	2	2	2	2	2	290
383319	2	2	2	2	2	283

ASLOT

LOT	e-BC Ver.					IU/mL		
	c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

132859	5	5	5	5	5	131	101 - 161	10
144514	6	6	6	6	6	128	98 - 158	10
154342	6	6	6	6	6	132	99 - 165	11
160400	5	5	5	5	5	130	100 - 160	10
160401	5	5	5	5	5	130	100 - 160	10
160407	6	6	6	6	6	131	101 - 161	10
160410	6	6	6	6	6	131	101 - 161	10
191102	5	5	5	4	4	127	97 - 157	10
191118	5	5	5	4	4	127	97 - 157	10
250241	5	5	5	5	5	128	98 - 158	10
250254	4	4	4	4	4	132	99 - 165	11
348270	4	4	4	4	4	131	101 - 161	10
324196	3	3	3	3	3	132	99 - 165	11

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160

144514	6	6	6	6	6	128	98 - 158	10
191102	5	5	5	4	4	127	97 - 157	10
250241	1	1	1	1	1	128	98 - 158	10
250254	3	3	3	3	3	132	99 - 165	11

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)

132865	7	7	7	7	7	266	203 - 329	21
154345	7	6	6	6	6	265	202 - 328	21
160386	6	6	6	6	6	250	190 - 310	20
160393	7	7	7	7	7	269	203 - 335	22
191111	5	5	5	5	5	263	200 - 326	21
191112	5	5	5	5	5	263	200 - 326	21
191125	5	5	5	5	5	265	202 - 328	21
250228	5	5	5	5	5	269	203 - 335	22
250267	4	4	4	4	4	264	201 - 327	21
250280	3	3	3	3	3	276	210 - 342	22
348273	4	4	4	4	4	269	203 - 335	22
324345	1	1	1	1	1	251	191 - 311	20
324348	1	1	1	1	1	251	191 - 311	20

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160

154345	5	5	5	5	5	265	202 - 328	21
250267	3	3	3	3	3	264	201 - 327	21
250280	1	1	1	1	1	276	210 - 342	22

Precinorm Protein, No. 10557897 122

223237	4	4	4	4	4	153	117 - 189	12
294543	4	4	4	4	4	150	114 - 186	12

Precinorm Protein, No. 10557897 160

223237	4	4	4	4	4	153	117 - 189	12
294543	4	4	4	4	4	150	114 - 186	12

Precipath Protein, No. 11333127 122

272990	4	4	4	4	4	287	218 - 356	23
391706	1	1	1	1	1	313	238 - 388	25

Precipath Protein, No. 11333127 160

272990	4	4	4	4	4	287	218 - 356	23
391706	1	1	1	1	1	313	238 - 388	25

KAPP2



Tina-quant Kappa Gen.2

Roche/Hitachi
cobas c 311/501/502 analyzers

06749976 190, System-ID 07 6811 1

Roche/Hitachi
cobas c 701/702 analyzers

05992010 190, System-ID 03 6811 1

For **cobas c 311/501** analyzers:
KAPP2: ACN 283

For **cobas c 701/702** analyzers:
KAPP2: ACN 8283

For **cobas c 502** analyzer:
KAPP2: ACN 8283

LOT	e-BC Ver.					g/L			mg/dL		
	c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

132859	5	5	5	5	5	1.99	1.51 - 2.47	0.16	199	151 - 247	16
144514	6	6	6	6	6	1.96	1.48 - 2.44	0.16	196	148 - 244	16
154342	6	6	6	6	6	2.00	1.52 - 2.48	0.16	200	152 - 248	16
160400	5	5	5	5	5	1.95	1.47 - 2.43	0.16	195	147 - 243	16
160401	5	5	5	5	5	1.95	1.47 - 2.43	0.16	195	147 - 243	16
160407	6	6	6	6	6	1.98	1.50 - 2.46	0.16	198	150 - 246	16
160410	6	6	6	6	6	1.98	1.50 - 2.46	0.16	198	150 - 246	16
191102	5	5	5	4	4	1.90	1.45 - 2.35	0.15	190	145 - 235	15
191118	5	5	5	4	4	1.92	1.47 - 2.37	0.15	192	147 - 237	15
250241	5	5	5	5	5	1.97	1.49 - 2.45	0.16	197	149 - 245	16
250254	4	4	4	4	4	2.04	1.56 - 2.52	0.16	204	156 - 252	16
348270	4	4	4	4	4	1.98	1.50 - 2.46	0.16	198	150 - 246	16
324196	3	3	3	3	3	2.00	1.52 - 2.48	0.16	200	152 - 248	16

Supplemental Value Sheet

Glossary

EN	Glossary	Calibration Value	Value	Range	Supplemental Value Sheet
DE	Glossar	Kalibrationswert	Wert	Bereich	Ergänzendes Werteblatt
FR	Glossaire	Valeur de calibration	Valeur	Intervalle	Fiche de valeurs complémentaire
ES	Glosario	Valor de calibración	Valor	Intervalo	Hoja adicional de valores
IT	Glossario	Valore di calibrazione	Valore	Intervallo	Foglietto aggiuntivo relativo ai valori teorici
PT	Glossário	Valor de calibração	Valor	Intervalo	Folha de Valores Suplementar
DA	Ordliste	Kalibreringsværdi	Værdi	Område	Supplerende værdiskema
SV	Ordlista	Kalibreringsvärde	Värde	Intervall	Kompletterande värdeark
NO	Ordliste	Kalibreringsverdi	Verdi	Område	supplerende verdiark
CS	Glosář	Kalibrační hodnota	Hodnota	Rozmezí	Doplňkový list hodnot
SK	Slovník	Kalibračná hodnota	Hodnota	Rozsah	Doplňková tabuľka hodnôt
PL	Słownik	Wartość kalibracji	Wartość	Zakres	Uzupełniający arkusz wartości
HU	Fogalomtár	Kalibrációs érték	Érték	Tartomány	pótdatlap
EL	Γλωσσάριο	Τιμή βαθμονόμησης	Τιμή	Εύρος	Συμπληρωματικό φύλλο τιμών
TR	Sözlükçe	Kalibrasyon değeri	Değer	Aralık	Tamamlayıcı Değer Sayfası
BG	Речник	Калибрационна стойност	Стойност	Обхват	Допълнителна листовка със стойности
ET	Sõnastik	Kalibreerimisväärtus	Väärtus	Vahemik	Lisaväärtuste leht
LT	Terminų žodynas	Kalibravimo reikšmė	Reikšmė	Intervalas	Papildoma reikšmių lentelė
LV	Vārdnīca	Kalibrācijas vērtība	Vērtība	Diapazons	Papildu vērtību lapa
RU	Глоссарий	Калибровочное значение	Значение	Диапазон	Дополнительный перечень значений
VI	Bảng chú giải thuật ngữ	Giá trị chuẩn định	Giá trị	Khoảng	Tờ giá trị bổ sung
ZH	词汇表	定标值	数值	范围	补充靶值单

EN Please note that following data have been modified or added.

DE Bitte beachten Sie, dass folgende Daten geändert oder hinzugefügt wurden.

FR Veuillez noter que les données suivantes ont été modifiées ou ajoutées.

ES Observe que los siguientes datos han sido modificados o añadidos.

IT Nota: i seguenti dati sono stati modificati o aggiunti.

PT Note que os seguintes dados foram modificados ou adicionados.

DA Bemærk, at nedenstående data er ændret eller tilføjet.

SV Observera att följande data har ändrats eller lagts till.

NO Vær oppmerksom på at følgende data er endret eller lagt til.

CS Vezměte, prosím, na vědomí, že následující údaje byly změněny nebo přidány.

SK Upozorňujeme Vás, že nasledujúce údaje boli upravené alebo pridané.

PL Należy wziąć pod uwagę, że podane poniżej dane zostały zmodyfikowane lub zostały dodane.

HU Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az alábbi adatokat módosították ill. hozzáadták.

EL Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω δεδομένα έχουν τροποποιηθεί ή προστεθεί.

TR Aşağıdaki verilerde değişiklik veya ekleme yapıldığını lütfen dikkate alın.

BG Моля, обърнете внимание, че следните данни са променени или добавени.

ET Juhime tähelepanu, et järgmised andmed on muudetud või lisatud.

LT Atkreipkite dėmesį, kad šie duomenys buvo pakeisti arba papildyti.

LV Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir mainīti vai pievienoti turpmāk norādītie dati.

RU Обратите внимание, что следующие данные были изменены или добавлены.

VI Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu sau đã được sửa đổi hoặc bổ sung.

ZH 请注意：已修改或添加下列数据。

2019-09

