

Supplemental Value Sheet



COBAS INTEGRA 400 plus analyzer cobas c 111 analyzer

Please note that following data have been modified or added.

ALP2	Test-ID 0-551/ 0-550/ 0-554/ 0-553	Page 2-5	(INT400)
ALP2S	ACN 158	Page 6-9	(c 111)

For translations, see glossary at the end of this document./Übersetzungen siehe Glossar am Ende dieses Dokuments./Pour connaître les traductions, consulter le glossaire à la fin de ce document./Para las traducciones, consulte el glosario al final de este documento./Per le traduzioni, vedere il glossario alla fine di questo documento./Para traduções, ver glossário no fim deste documento./Oversættelser kan ses i ordlisten i slutningen af dokumentet./För översättningar, se ordlistan i slutet av detta dokument./For oversettelser, se ordliste på slutten av dette dokumentet./Překlady naleznete v glosáři na konci tohoto dokumentu./Preložené pojmy a vety sú uvedené v slovníku nachádzajúcom sa na konci tohto dokumentu./Tłumaczenia, zob. słownik znajdujący się na końcu niniejszego dokumentu./A fordításokat lásd a dokumentum végén található fogalomtárban./Για μεταφράσεις, δείτε το γλωσσάριο στο τέλος αυτού του εγγράφου./Çeviriler için bu belgenin sonundaki sözlüğe bakın./Ви́жете перево́дите в речни́ка в кра́я на то́зи докуме́нт./Tölget vaadake käesoleva dokumendi lõpus olevast sõnastikust./Verřimij řeřkõkõite řio dokumento pabaigoje esanĉiams žodynėlyje./Tulkojumus skatīt vārdnīcā ři dokumenta beigās./Варианты перевода представлены в глоссарии в конце данного документа./Vè bản dịch, xem bảng chú giải ở cuối tài liệu này./翻译参见本份文件结尾处的术语表。/Pentru traduceri, consultați glosarul de la sfârșitul acestui document./Переклади наведені в глосарії в кінці цього документа.

ALP2



COBAS INTEGRA 400 plus analyzer

REF 03333752190, System-ID 07 6761 1

REF 03333701190, System-ID 07 6760 3

ALP IFCC Gen.2 (Schumann)

ALP IFCC Gen.2 Primary Tube (Schumann)

ALP2S: Test-ID 0-551

AP2SP: Test-ID 0-554

ALP2L: Test-ID 0-550

AP2LP: Test-ID 0-553

LOT		U/L	μKat/L
		Calibration Value	Calibration Value

Calibrator for automated systems **REF** 10759350190

399938	2020-07	259	4.33
399940	2020-07	260	4.34
324129	2021-01	279	4.66
324130	2021-01	280	4.68
324131	2021-01	292	4.88
324132	2021-01	289	4.83
324133	2021-01	282	4.71
324134	2021-01	288	4.81
324142	2021-01	282	4.71
324143	2021-01	278	4.64
324144	2021-01	288	4.81
324145	2021-01	296	4.94
324146	2021-01	278	4.64
324147	2021-01	286	4.78
324155	2021-04	245	4.09
324156	2021-04	255	4.26
324157	2021-04	254	4.24
324158	2021-04	259	4.33
324159	2021-04	255	4.26
324160	2021-04	255	4.26

ALP2 (COBAS INTEGRA 400 plus analyzer)

LOT		U/L	μKat/L
		Calibration Value	Calibration Value

Calibrator for automated systems **REF** 10759350190

391514	2021-12	228	3.81
391515	2021-12	238	3.97
391516	2021-12	233	3.89
410063	2021-12	227	3.79
410064	2021-12	231	3.86
410065	2021-12	241	4.02
410066	2021-12	238	3.97
410067	2021-12	237	3.96
410068	2021-12	243	4.06

Calibrator for automated systems **REF** 10759350360

324174	2020-11	253	4.23
324175	2020-11	242	4.04
324176	2020-11	245	4.09
324177	2020-11	241	4.02
391517	2021-08	243	4.06
391518	2021-08	246	4.11
391519	2021-08	241	4.02
410974	2022-01	242	4.04
410975	2022-01	245	4.09

ALP2 (COBAS INTEGRA 400 plus analyzer)



LOT		U/L			µKat/L		
		Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1 REF 05947626190, 05117003190, 05117208922 (Q.C.S.)

250241	2020-11	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
250254	2020-10	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
324196	2021-04	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
324209	2021-08	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
324213	2021-07	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
324222	2021-10	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
410037	2022-07	98.0	80.3 - 115.7	5.9	1.64	1.34 - 1.94	0.10
410110	2022-10	113	92 - 134	7	1.89	1.56 - 2.22	0.11
410119	2023-01	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
461489	2023-02	105	87 - 123	6	1.75	1.42 - 2.08	0.11
461490	2023-02	109	88 - 130	7	1.82	1.49 - 2.15	0.11

PreciControl ClinChem Multi 1 REF 05947626160

250241	2020-11	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
250254	2020-10	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
324209	2021-08	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
410037	2022-07	98.0	80.3 - 115.7	5.9	1.64	1.34 - 1.94	0.10
410110	2022-10	113	92 - 134	7	1.89	1.56 - 2.22	0.11

PreciControl ClinChem Multi 2 REF 05947774190, 05117216190, 05117291922 (Q.C.S.)

250267	2020-11	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23
250280	2020-12	229	187 - 271	14	3.82	3.13 - 4.51	0.23
324345	2021-04	238	196 - 280	14	3.97	3.25 - 4.69	0.24
324348	2021-04	217	178 - 256	13	3.62	2.96 - 4.28	0.22
410030	2022-06	237	195 - 279	14	3.96	3.24 - 4.68	0.24
410032	2022-06	250	205 - 295	15	4.18	3.43 - 4.93	0.25
410044	2022-07	239	197 - 281	14	3.99	3.27 - 4.71	0.24
410045	2022-07	252	207 - 297	15	4.21	3.46 - 4.96	0.25
410076	2022-11	231	189 - 273	14	3.86	3.17 - 4.55	0.23
410105	2022-10	253	208 - 298	15	4.23	3.48 - 4.98	0.25
461595	2023-01	231	189 - 273	14	3.86	3.17 - 4.55	0.23
461597	2023-01	240	198 - 282	14	4.01	3.29 - 4.73	0.24

PreciControl ClinChem Multi 2 REF 05947774160

250267	2020-11	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23
250280	2020-12	229	187 - 271	14	3.82	3.13 - 4.51	0.23
324345	2021-04	238	196 - 280	14	3.97	3.25 - 4.69	0.24
324348	2021-04	217	178 - 256	13	3.62	2.96 - 4.28	0.22
410105	2022-10	253	208 - 298	15	4.23	3.48 - 4.98	0.25

ALP2 (COBAS INTEGRA 400 plus analyzer)

LOT		U/L			μKat/L		
		Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

Precinorm U plus REF 12149435122

362745	2021-05	97.2	79.8 - 114.6	5.8	1.62	1.32 - 1.92	0.10
423927	2022-02	85.6	70.3 - 100.9	5.1	1.43	1.16 - 1.70	0.09
459462	2022-11	96.1	78.7 - 113.5	5.8	1.60	1.30 - 1.90	0.10

Precinorm U plus REF 12149435160

362745	2021-05	97.2	79.8 - 114.6	5.8	1.62	1.32 - 1.92	0.10
423926	2022-02	85.6	70.3 - 100.9	5.1	1.43	1.16 - 1.70	0.09
459462	2022-11	96.1	78.7 - 113.5	5.8	1.60	1.30 - 1.90	0.10

Precipath U plus REF 12149443122

305640	2021-05	262	214 - 310	16	4.38	3.60 - 5.16	0.26
423932	2022-02	217	178 - 256	13	3.62	2.96 - 4.28	0.22
459469	2022-11	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23

Precipath U plus REF 12149443160

305640	2021-05	262	214 - 310	16	4.38	3.60 - 5.16	0.26
423932	2022-02	217	178 - 256	13	3.62	2.96 - 4.28	0.22
459469	2022-11	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23

ALP2S



Alkaline phosphatase acc. to IFCC Gen.2

cobas c 111 analyzer

REF 04657373190

ALP2S: ACN 158

LOT		U/L	μ Kat/L
		Calibration Value	Calibration Value

Calibrator for automated systems REF 10759350190

399938	2020-07	259	4.33
399940	2020-07	260	4.34
324129	2021-01	279	4.66
324130	2021-01	280	4.68
324131	2021-01	292	4.88
324132	2021-01	289	4.83
324133	2021-01	282	4.71
324134	2021-01	288	4.81
324142	2021-01	282	4.71
324143	2021-01	278	4.64
324144	2021-01	288	4.81
324145	2021-01	296	4.94
324146	2021-01	278	4.64
324147	2021-01	286	4.78
324155	2021-04	245	4.09
324156	2021-04	255	4.26
324157	2021-04	254	4.24
324158	2021-04	259	4.33
324159	2021-04	255	4.26
324160	2021-04	255	4.26
391514	2021-12	228	3.81
391515	2021-12	238	3.97
391516	2021-12	233	3.89

ALP2 (cobas c 111 analyzer)

LOT		U/L	μKat/L
		Calibration Value	Calibration Value

Calibrator for automated systems REF 10759350190

410063	2021-12	227	3.79
410064	2021-12	231	3.86
410065	2021-12	241	4.02
410066	2021-12	238	3.97
410067	2021-12	237	3.96
410068	2021-12	243	4.06

Calibrator for automated systems REF 10759350360

324174	2020-11	253	4.23
324175	2020-11	242	4.04
324176	2020-11	245	4.09
324177	2020-11	241	4.02
391517	2021-08	243	4.06
391518	2021-08	246	4.11
391519	2021-08	241	4.02
410974	2022-01	242	4.04
410975	2022-01	245	4.09

LOT		U/L			µKat/L		
		Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1 REF 05947626190, 05117003190, 05117208922 (Q.C.S.)

250241	2020-11	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
250254	2020-10	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
324196	2021-04	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
324209	2021-08	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
324213	2021-07	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
324222	2021-10	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
410037	2022-07	98.0	80.3 - 115.7	5.9	1.64	1.34 - 1.94	0.10
410110	2022-10	113	92 - 134	7	1.89	1.56 - 2.22	0.11
410119	2023-01	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
461489	2023-02	105	87 - 123	6	1.75	1.42 - 2.08	0.11
461490	2023-02	109	88 - 130	7	1.82	1.49 - 2.15	0.11

PreciControl ClinChem Multi 1 REF 05947626160

250241	2020-11	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
250254	2020-10	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
324209	2021-08	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
410037	2022-07	98.0	80.3 - 115.7	5.9	1.64	1.34 - 1.94	0.10
410110	2022-10	113	92 - 134	7	1.89	1.56 - 2.22	0.11

PreciControl ClinChem Multi 2 REF 05947774190, 05117216190, 05117291922 (Q.C.S.)

250267	2020-11	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23
250280	2020-12	229	187 - 271	14	3.82	3.13 - 4.51	0.23
324345	2021-04	238	196 - 280	14	3.97	3.25 - 4.69	0.24
324348	2021-04	217	178 - 256	13	3.62	2.96 - 4.28	0.22
410030	2022-06	237	195 - 279	14	3.96	3.24 - 4.68	0.24
410032	2022-06	250	205 - 295	15	4.18	3.43 - 4.93	0.25
410044	2022-07	239	197 - 281	14	3.99	3.27 - 4.71	0.24
410045	2022-07	252	207 - 297	15	4.21	3.46 - 4.96	0.25
410076	2022-11	231	189 - 273	14	3.86	3.17 - 4.55	0.23
410105	2022-10	253	208 - 298	15	4.23	3.48 - 4.98	0.25
461595	2023-01	231	189 - 273	14	3.86	3.17 - 4.55	0.23
461597	2023-01	240	198 - 282	14	4.01	3.29 - 4.73	0.24

PreciControl ClinChem Multi 2 REF 05947774160

250267	2020-11	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23
250280	2020-12	229	187 - 271	14	3.82	3.13 - 4.51	0.23
324345	2021-04	238	196 - 280	14	3.97	3.25 - 4.69	0.24
324348	2021-04	217	178 - 256	13	3.62	2.96 - 4.28	0.22
410105	2022-10	253	208 - 298	15	4.23	3.48 - 4.98	0.25

ALP2 (cobas c 111 analyzer)



LOT		U/L				μKat/L			
		Value	Range	1SD	Value	Range	1SD		
Precinorm U plus		REF 12149435122							
362745	2021-05	97.2	79.8 - 114.6	5.8	1.62	1.32 - 1.92	0.10		
423927	2022-02	85.6	70.3 - 100.9	5.1	1.43	1.16 - 1.70	0.09		
459462	2022-11	96.1	78.7 - 113.5	5.8	1.60	1.30 - 1.90	0.10		
Precinorm U plus		REF 12149435160							
362745	2021-05	97.2	79.8 - 114.6	5.8	1.62	1.32 - 1.92	0.10		
423926	2022-02	85.6	70.3 - 100.9	5.1	1.43	1.16 - 1.70	0.09		
459462	2022-11	96.1	78.7 - 113.5	5.8	1.60	1.30 - 1.90	0.10		
Precipath U plus		REF 12149443122							
305640	2021-05	262	214 - 310	16	4.38	3.60 - 5.16	0.26		
423932	2022-02	217	178 - 256	13	3.62	2.96 - 4.28	0.22		
459469	2022-11	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23		
Precipath U plus		REF 12149443160							
305640	2021-05	262	214 - 310	16	4.38	3.60 - 5.16	0.26		
423932	2022-02	217	178 - 256	13	3.62	2.96 - 4.28	0.22		
459469	2022-11	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23		

Glossary

EN	Glossary	Page	Calibration value	Value	Range	1SD	not for use in the USA
DE	Glossar	Seite	Kalibrationswert	Wert	Bereich	1SD	nicht zur Verwendung in den USA
FR	Glossaire	Page	Valeur de calibration	Valeur	Intervalle	1SD	non disponible aux USA
ES	Glosario	Página	Valor de calibración	Valor	Intervalo	1DE	no se utiliza en los EE. UU.
IT	Glossario	Pagina	Valore di calibrazione	Valore	Intervallo	1DS	non per l'uso negli USA
PT	Glossário	Página	Valor de calibração	Valor	Intervalo	1DP	não disponível nos EUA
DA	Ordlister	Side	Kalibreringsværdi	Værdi	Område	1SD	ikke til brug i USA
SV	Ordlister	Sida	Kalibreringsvärde	Värde	Intervall	1SD	används ej i USA
NO	Ordlister	Side	Kalibreringsverdi	Verdi	Område	1SD	ikke tilgjengelig i USA
CS	Glosář	Strana	Kalibrační hodnota	Hodnota	Rozsah	1SD	není určeno pro použití v USA
SK	Slovník	Strana	Kalibračná hodnota	Hodnota	Rozsah	1SD	nie je určené na použitie v USA
PL	Stownik	Strona	Wartość kalibracji	Wartość	Zakres	1SD	nie do użycia w USA
HU	Fogalomtár	Oldal	Kalibrációs érték	Érték	Tartomány	1SD	az USA területén nem alkalmazandó
EL	Γλωσσάριο	Σελίδα	Τιμή βαθμονόμησης	Τιμή	Εύρος	1SD	δεν προορίζεται για χρήση στις Η.Π.Α.
TR	Sözlükçe	Sayfa	Kalibrasyon değeri	Değer	Aralık	1SD	ABD'de kullanılmaz
BG	Речник	Страница	Калибрационна стойност	Стойност	Обхват	1SD	не се използва в САЩ
ET	Sõnastik	Lehekülg	Kalibreerimisväärtus	Väärtus	Vahemik	1SD	Ei ole kasutamiseks Ameerika Ühendriikides.
LT	Terminų žodynas	Puslapis	Kalibravimo reikšmė	Reikšmė	Intervalas	1SD	neprieinama JAV
LV	Vārdnīca	Lapa	Kalibrācijas vērtība	Vērtība	Diapazons	1SN	nav paredzēts lietošanai ASV
RU	Глоссарий	Страница	Калибровочное значение	Значение	Диапазон	1SD	Не для использования в США
VI	Bảng chú giải thuật ngữ	Trang	Giá trị chuẩn định	Giá trị	Khoảng	1SD	không sử dụng ở Mỹ
ZH	词汇表	页码	定标值	数值	范围	1SD	不可用于美国
RO	Glosar	Pagina	Valoare de calibrare	Valoare	Interval	1SD	nu este destinat utilizării în SUA
UK	Глосарій	Сторінка	Калібрувальне значення	Значення	Діапазон	1CB	для використання у країнах за межами США

EN	Supplemental Value Sheet	Please note that following data have been modified or added.
DE	Ergänzendes Wertebblatt	Bitte beachten Sie, dass folgende Daten geändert oder hinzugefügt wurden.
FR	Fiche de valeurs complémentaire	Veillez noter que les données suivantes ont été modifiées ou ajoutées.
ES	Ficha de valores adicional	Observe que los siguientes datos han sido modificados o añadidos.
IT	Foglietto aggiuntivo relativo ai valori teorici	Nota: i seguenti dati sono stati modificati o aggiunti.
PT	Folha de valores suplementar	Note que os seguintes dados foram modificados ou adicionados.
DA	Supplerende værdiskema	Bemærk, at nedenstående data er ændret eller tilføjet.
SV	Kompletterande värdeark	Observera att följande data har ändrats eller lagts till.
NO	Supplerende verdiskjema	Vær oppmerksom på at følgende data er endret eller lagt til.
CS	Doplňkový list hodnot	Vezměte, prosím, na vědomí, že následující údaje byly změněny nebo přidány.
SK	Doplňková tabuľka hodnôt	Upozorňujeme Vás, že nasledujúce údaje boli upravené alebo pridané.
PL	Uzupełniający arkusz wartości	Należy zwrócić uwagę, że podane poniżej dane zostały zmodyfikowane lub zostały dodane.
HU	Pótadatlap	Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az alábbi adatokat módosították ill. hozzáadták.
EL	Συμπληρωματικό φύλλο τιμών	Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω δεδομένα έχουν τροποποιηθεί ή προστεθεί.
TR	Tamamlayıcı Değer Sayfası	Aşağıdaki verilerde değişiklik veya ekleme yapıldığını lütfen dikkate alın.
BG	Допълнителна листовка със стойности	Моля, обърнете внимание, че следните данни са променени или добавени.
ET	Lisaväärtuste leht	Juhime tähelepanu, et järgmised andmed on muudetud või lisatud.
LT	Papildoma reikšmių lentelė	Atkreipkite dėmesį, kad šie duomenys buvo pakeisti arba papildyti.
LV	Papildu vērtību lapa	Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir mainīti vai pievienoti turpmāk norādītie dati.
RU	Дополнительный перечень значений	Обратите внимание, что следующие данные были изменены или добавлены.
VI	Tờ giá trị bổ sung	Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu sau đã được sửa đổi hoặc bổ sung.
ZH	补充靶值单	请注意：已修改或添加下列数据。
RO	Fișă cu valori suplimentară	Rețineți că următoarele date au fost modificate sau adăugate.
UK	Додаткова таблиця значень	Зверніть увагу, що було змінено або додано такі дані: