

Supplemental Value Sheet



cobas c 503 analyzer

Please note that following data have been modified or added.

ALP2	ACN 20110	Page 2-4	Ver.6
CRP4X	ACN 20501	Page 5	Ver.5
ALBP	ACN 20100	Page 6	Ver.4
CRP4 *	ACN 20500	Page 7	Ver.3
ALTP2 *	ACN 20140	Page 8-9	Ver.2
ASTP2 *	ACN 20230	Page 10-11	Ver.2
FERR4	ACN 20570	Page 12	Ver.1

* not for use in the USA

For translations, see glossary at the end of this document./Übersetzungen siehe Glossar am Ende dieses Dokuments./Pour connaître les traductions, consulter le glossaire à la fin de ce document./Para las traducciones, consulte el glosario al final de este documento./Per le traduzioni, vedere il glossario alla fine di questo documento./Para traduções, ver glossário no fim deste documento./Oversættelser kan ses i ordlisten i slutningen af dokumentet./För översättningar, se ordlistan i slutet av detta dokument./For oversettelser, se ordliste på slutten av dette dokumentet./Překlady naleznete v glosári na konci tohoto dokumentu./Prelóžené pojmy a vety sú uvedené v slovníku nachádzajúcom sa na konci tohto dokumentu./Tlumaczenia, zob. słownik znajdujący się na końcu niniejszego dokumentu./A fordításokat lásd a dokumentum végén található fogalomtárban./Για μεταφράσεις, δείτε το γλωσσάριο στο τέλος αυτού του εγγράφου./Çeviriler için bu belgenin sonundaki sözlüğe bakın./Вижте преводите в речника в края на този документ./Tölget vaadake käesoleva dokumendi lõpus olevast sõnastikust./Verimiy iëškokite šio dokumento pabaigoje esančiame žodynėlyje./Tulkojumus skatīt vārdnīcā šī dokumenta beigās./Варианты перевода представлены в глоссарии в конце данного документа./Vê bản dịch, xem bảng chú giải ở cuối tài liệu này./翻译参见本份文件结尾处的术语表。/Pentru traduceri, consultați glosarul de la sfârșitul acestui document./Переклади наведені в глосарії в кінці цього документа.

ALP2




Alkaline Phosphatase acc. to IFCC Gen.2 (Schumann)

cobas c 503 analyzer


REF 08056757190, System-ID 2011 001

ALP2: ACN 20110

LOT		e-BC Ver.	U/L	µKat/L
		c503	Calibration Value	Calibration Value

Calibrator for automated systems **REF** 10759350190

399938	2020-07	4	257	4.29
399940	2020-07	3	257	4.29
324129	2021-01	3	275	4.59
324130	2021-01	3	276	4.61
324131	2021-01	3	289	4.83
324132	2021-01	3	285	4.76
324133	2021-01	2	278	4.64
324134	2021-01	2	285	4.76
324142	2021-01	2	282	4.71
324143	2021-01	2	274	4.58
324144	2021-01	2	286	4.78
324145	2021-01	2	289	4.83
324146	2021-01	2	275	4.59
324147	2021-01	4	285	4.76
324155	2021-04	3	241	4.02
324156	2021-04	2	251	4.19
324157	2021-04	2	252	4.21
324158	2021-04	2	257	4.29
324159	2021-04	2	253	4.23
324160	2021-04	2	253	4.23

LOT		e-BC Ver.	U/L	μKat/L
		c503	Calibration Value	Calibration Value

Calibrator for automated systems **REF** 10759350190

391514	2021-12	2	227	3.79
391515	2021-12	2	236	3.94
391516	2021-12	2	231	3.86
410063	2021-12	2	225	3.76
410064	2021-12	1	229	3.82
410065	2021-12	1	238	3.97
410066	2021-12	1	237	3.96
410067	2021-12	1	236	3.94
410068	2021-12	1	242	4.04

Calibrator for automated systems **REF** 10759350360

324174	2020-11	2	256	4.28
324175	2020-11	3	245	4.09
324176	2020-11	2	247	4.12
324177	2020-11	2	241	4.02
391517	2021-08	2	239	3.99
391518	2021-08	2	242	4.04
391519	2021-08	2	238	3.97
410974	2022-01	2	240	4.01
410975	2022-01	2	241	4.02

LOT		e-BC Ver.	U/L			µKat/L		
		c503	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1 REF 05947626190, 05117003190, 05117208922 (Q.C.S.)

250241	2020-11	11	112	91 - 133	7	1.87	1.54 - 2.20	0.11
250254	2020-10	10	112	91 - 133	7	1.87	1.54 - 2.20	0.11
324196	2021-04	7	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11
324209	2021-08	4	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
324213	2021-07	2	114	93 - 135	7	1.90	1.57 - 2.23	0.11
324222	2021-10	2	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
410037	2022-07	2	96.8	79.4 - 114.2	5.8	1.62	1.32 - 1.92	0.10
410110	2022-10	2	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11
410119	2023-01	2	109	88 - 130	7	1.82	1.49 - 2.15	0.11
461489	2023-02	1	104	86 - 122	6	1.74	1.44 - 2.04	0.10
461490	2023-02	2	108	90 - 126	6	1.80	1.47 - 2.13	0.11

PreciControl ClinChem Multi 1 REF 05947626160

250241	2020-11	3	112	91 - 133	7	1.87	1.54 - 2.20	0.11
250254	2020-10	3	112	91 - 133	7	1.87	1.54 - 2.20	0.11
324209	2021-08	3	110	89 - 131	7	1.84	1.51 - 2.17	0.11
410037	2022-07	3	96.8	79.4 - 114.2	5.8	1.62	1.32 - 1.92	0.10
410110	2022-10	3	111	90 - 132	7	1.85	1.52 - 2.18	0.11

PreciControl ClinChem Multi 2 REF 05947774190, 05117216190, 05117291922 (Q.C.S.)

250267	2020-11	9	238	196 - 280	14	3.97	3.25 - 4.69	0.24
250280	2020-12	7	235	193 - 277	14	3.92	3.20 - 4.64	0.24
324345	2021-04	3	243	198 - 288	15	4.06	3.34 - 4.78	0.24
324348	2021-04	2	218	179 - 257	13	3.64	2.98 - 4.30	0.22
410030	2022-06	2	236	194 - 278	14	3.94	3.22 - 4.66	0.24
410032	2022-06	1	247	202 - 292	15	4.12	3.37 - 4.87	0.25
410044	2022-07	2	240	198 - 282	14	4.01	3.29 - 4.73	0.24
410045	2022-07	2	251	206 - 296	15	4.19	3.44 - 4.94	0.25
410076	2022-11	2	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23
410105	2022-10	2	250	205 - 295	15	4.18	3.43 - 4.93	0.25
461595	2023-01	1	232	190 - 274	14	3.87	3.18 - 4.56	0.23
461597	2023-01	1	241	199 - 283	14	4.02	3.30 - 4.74	0.24

PreciControl ClinChem Multi 2 REF 05947774160

250267	2020-11	3	238	196 - 280	14	3.97	3.25 - 4.69	0.24
250280	2020-12	3	235	193 - 277	14	3.92	3.20 - 4.64	0.24
324345	2021-04	3	243	198 - 288	15	4.06	3.34 - 4.78	0.24
324348	2021-04	3	218	179 - 257	13	3.64	2.98 - 4.30	0.22
410105	2022-10	3	250	205 - 295	15	4.18	3.43 - 4.93	0.25

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

cobas c 503 analyzer

08057591 190, System-ID 2050 001

CRP4X: ACN 20501

LOT		e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
		c503	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 160

LOT	Year	e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
312505	2020-07	2	99.0	942	9.90
366488	2021-03	2	93.1	886	9.31
416859	2022-03	2	97.3	926	9.73

LOT		e-BC Ver.	mg/L			nmo/L			mg/dL		
		c503	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160

LOT	Year	e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
250241	2020-11	2	8.96 7.16 - 10.76 0.60	85.3 68.2 - 102.4 5.7	0.896 0.716 - 1.076 0.060
250254	2020-10	2	9.53 7.61 - 11.45 0.64	90.7 72.7 - 108.7 6.0	0.953 0.761 - 1.145 0.064
324209	2021-08	2	10.2 8.1 - 12.3 0.7	97.1 77.6 - 116.6 6.5	1.02 0.81 - 1.23 0.07
410037	2022-07	2	9.68 7.73 - 11.63 0.65	92.2 73.9 - 110.5 6.1	0.968 0.773 - 1.163 0.065
410110	2022-10	2	9.66 7.74 - 11.58 0.64	92.0 73.7 - 110.3 6.1	0.966 0.774 - 1.158 0.064

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160

LOT	Year	e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
250267	2020-11	2	54.3 43.5 - 65.1 3.6	517 415 - 619 34	5.43 4.35 - 6.51 0.36
250280	2020-12	2	51.1 40.9 - 61.3 3.4	486 390 - 582 32	5.11 4.09 - 6.13 0.34
324345	2021-04	2	53.3 42.5 - 64.1 3.6	507 405 - 609 34	5.33 4.25 - 6.41 0.36
324348	2021-04	2	53.3 42.5 - 64.1 3.6	507 405 - 609 34	5.33 4.25 - 6.41 0.36
410105	2022-10	2	52.3 41.8 - 62.8 3.5	498 399 - 597 33	5.23 4.18 - 6.28 0.35

Precinorm Protein, No. 10557897 160

LOT	Year	e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
427322	2022-03	2	11.2 9.1 - 13.3 0.7	107 86 - 128 7	1.12 0.91 - 1.33 0.07

Precipath Protein, No. 11333127 160

LOT	Year	e-BC Ver.	mg/L	nmo/L	mg/dL
272990	2020-07	3	57.1 45.7 - 68.5 3.8	544 436 - 652 36	5.71 4.57 - 6.85 0.38
391706	2021-07	3	56.7 45.3 - 68.1 3.8	540 432 - 648 36	5.67 4.53 - 6.81 0.38

ALBP



Albumin BCP

cobas c 503 analyzer

08056714 190, System-ID 2010 001

ALBP: ACN 20100

LOT		e-BC Ver.	g/L			µmol/L			g/dL		
		c503	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD
Precinorm Protein, No. 10557897 122											
294543	2020-05	6	41.2	33.7 - 48.7	2.5	626	512 - 740	38	4.12	3.37 - 4.87	0.25
427322	2022-03	2	41.6	34.1 - 49.1	2.5	632	518 - 746	38	4.16	3.41 - 4.91	0.25
Precipath Protein, No. 11333127 122											
272990	2020-07	6	79.0	64.9 - 93.1	4.7	1200	990 - 1410	70	7.90	6.49 - 9.31	0.47
391706	2021-07	3	79.2	64.8 - 93.6	4.8	1200	990 - 1410	70	7.92	6.48 - 9.36	0.48

CRP4



Tina-quant C-Reactive Protein IV

cobas c 503 analyzer

08057591 190, System-ID 2050 001

CRP4: ACN 20500 *

LOT		e-BC Ver.	mg/L	nmol/L	mg/dL
		c503	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

277906	2020-03	6	99.4	946	9.94
312505	2020-07	6	99.0	942	9.90
336551	2021-01	4	92.5	881	9.25
366488	2021-03	3	93.1	886	9.31

LOT		e-BC Ver.	mg/L			nmol/L			mg/dL		
			c503	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

250241	2020-11	10	8.96	7.16 - 10.76	0.60	85.3	68.2 - 102.4	5.7	0.896	0.716 - 1.076	0.060
250254	2020-10	9	9.53	7.61 - 11.45	0.64	90.7	72.7 - 108.7	6.0	0.953	0.761 - 1.145	0.064
324196	2021-04	6	9.63	7.71 - 11.55	0.64	91.7	73.4 - 110.0	6.1	0.963	0.771 - 1.155	0.064
324209	2021-08	3	10.2	8.1 - 12.3	0.7	97.1	77.6 - 116.6	6.5	1.02	0.81 - 1.23	0.07
324213	2021-07	1	9.89	7.91 - 11.87	0.66	94.2	75.3 - 113.1	6.3	0.989	0.791 - 1.187	0.066
324222	2021-10	1	10.2	8.1 - 12.3	0.7	97.1	77.6 - 116.6	6.5	1.02	0.81 - 1.23	0.07

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)

250228	2020-06	9	54.8	43.7 - 65.9	3.7	522	417 - 627	35	5.48	4.37 - 6.59	0.37
250267	2020-11	8	54.3	43.5 - 65.1	3.6	517	415 - 619	34	5.43	4.35 - 6.51	0.36
250280	2020-12	6	51.1	40.9 - 61.3	3.4	486	390 - 582	32	5.11	4.09 - 6.13	0.34
324345	2021-04	2	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36
324348	2021-04	1	53.3	42.5 - 64.1	3.6	507	405 - 609	34	5.33	4.25 - 6.41	0.36

Precinorm Protein, No. 10557897 122

294543	2020-05	5	10.2	8.1 - 12.3	0.7	97.1	77.6 - 116.6	6.5	1.02	0.81 - 1.23	0.07
--------	---------	---	------	------------	-----	------	--------------	-----	------	-------------	------

Precipath Protein, No. 11333127 122

272990	2020-07	5	57.1	45.7 - 68.5	3.8	544	436 - 652	36	5.71	4.57 - 6.85	0.38
391706	2021-07	2	56.7	45.3 - 68.1	3.8	540	432 - 648	36	5.67	4.53 - 6.81	0.38

CRP T Control N, No. 20766321 322

247474	2020-06	2	3.22	2.59 - 3.85	0.21	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.322	0.259 - 0.385	0.021
343029	2021-05	2	3.68	2.93 - 4.43	0.25	35.0	28.1 - 41.9	2.3	0.368	0.293 - 0.443	0.025
430859	2022-08	2	3.23	2.57 - 3.89	0.22	30.7	24.7 - 36.7	2.0	0.323	0.257 - 0.389	0.022

* not for use in the USA

ALTP2 *



Alanine Aminotransferase acc. to IFCC II *

cobas c 503 analyzer

08104697 190, System-ID 2014 001

ALTP2: ACN 20140 *

LOT	e-BC Ver.	U/L	μkat/L
	c503	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s., No. 10759350 190

305586	4	90.2	1.51
324027	3	87.8	1.47
324028	3	87.8	1.47
324029	3	87.8	1.47
324030	3	87.8	1.47
324031	3	87.8	1.47
324115	3	91.0	1.52
324116	3	91.0	1.52
324117	2	91.0	1.52
324118	3	91.0	1.52
324119	2	91.0	1.52
324129	2	90.7	1.51
324130	2	90.7	1.51
324131	2	90.7	1.51
324132	2	90.7	1.51
324133	1	90.7	1.51
324134	1	90.7	1.51
324142	1	90.2	1.51
324143	1	90.2	1.51
324144	1	90.2	1.51
324145	1	90.2	1.51
324146	1	90.2	1.51
324147	3	90.2	1.51
324155	2	95.2	1.59
399938	2	90.4	1.51
399940	2	90.4	1.51

* not for use in the USA

ALTP2: ACN 20140 *

LOT	e-BC Ver.	U/L				µkat/L					
	c503	Value	Range		1SD	Value	Range		1SD		
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)											
250241	9	47.5	38.8	-	56.2	2.9	0.793	0.649	-	0.937	0.048
250254	8	46.3	37.9	-	54.7	2.8	0.773	0.635	-	0.911	0.046
324196	5	45.8	37.7	-	53.9	2.7	0.765	0.627	-	0.903	0.046
324209	2	44.8	36.7	-	52.9	2.7	0.748	0.613	-	0.883	0.045
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)											
250228	8	120	99	-	141	7	2.00	1.64	-	2.36	0.12
250267	7	116	95	-	137	7	1.94	1.58	-	2.30	0.12
250280	5	118	97	-	139	7	1.97	1.61	-	2.33	0.12

* not for use in the USA

ASTP2 *



Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC II *

cobas c 503 analyzer

08104719 190, System-ID 2023 001

ASTP2: ACN 20230 *

LOT	e-BC Ver.	U/L	μkat/L
	c503	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s., No. 10759350 190

305586	4	105	1.75
324027	3	103	1.72
324028	3	103	1.72
324029	3	103	1.72
324030	3	103	1.72
324031	3	103	1.72
324115	3	107	1.79
324116	3	107	1.79
324117	2	107	1.79
324118	3	107	1.79
324119	2	107	1.79
324129	2	104	1.74
324130	2	104	1.74
324131	2	104	1.74
324132	2	104	1.74
324133	1	104	1.74
324134	1	104	1.74
324142	1	103	1.72
324143	1	103	1.72
324144	1	103	1.72
324145	1	103	1.72
324146	1	103	1.72
324147	3	103	1.72
324155	2	102	1.70
399938	2	104	1.74
399940	2	104	1.74

* not for use in the USA

ASTP2: ACN 20230 *

LOT	e-BC Ver.	U/L				µkat/L					
	c503	Value	Range		1SD	Value	Range		1SD		
PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)											
250241	9	48.6	39.9	-	57.3	2.9	0.812	0.665	-	0.959	0.049
250254	8	49.7	40.7	-	58.7	3.0	0.830	0.680	-	0.980	0.050
324196	5	49.3	40.3	-	58.3	3.0	0.823	0.676	-	0.970	0.049
324209	2	47.5	38.8	-	56.2	2.9	0.793	0.649	-	0.937	0.048
PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)											
250228	8	137	113	-	161	8	2.29	1.87	-	2.71	0.14
250267	7	148	121	-	175	9	2.47	2.02	-	2.92	0.15
250280	5	141	117	-	165	8	2.35	1.93	-	2.77	0.14

* not for use in the USA

FERR4



Tina-quant Ferritin Gen.4

cobas c 503 analyzer

08057648 190, System-ID 2057 001

FERR4: ACN 20570

LOT	e-BC Ver.	µg/L	pmol/L	ng/mL
	c503	Calibration Value	Calibration Value	Calibration Value

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

223235	3	1250	2810	1250
277906	3	1180	2650	1180
312505	3	1200	2700	1200

LOT	e-BC Ver.	µg/L			pmol/L			ng/mL		
		Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

250241	5	122	83 - 161	13	274	184 - 364	30	122	83 - 161	13
250254	5	122	83 - 161	13	274	184 - 364	30	122	83 - 161	13
324196	2	125	83 - 167	14	281	188 - 374	31	125	83 - 167	14

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)

250228	4	228	153 - 303	25	512	344 - 680	56	228	153 - 303	25
250267	4	229	154 - 304	25	515	344 - 686	57	229	154 - 304	25
250280	2	226	151 - 301	25	508	340 - 676	56	226	151 - 301	25

Precinorm Protein, No. 10557897 122

223237	2	145	97 - 193	16	326	218 - 434	36	145	97 - 193	16
294543	2	148	100 - 196	16	333	222 - 444	37	148	100 - 196	16

Precipath Protein, No. 11333127 122

272990	2	283	190 - 376	31	636	426 - 846	70	283	190 - 376	31
--------	---	-----	-----------	----	-----	-----------	----	-----	-----------	----

Glossary

EN	Glossary	Page	Calibration value	Value	Range	1SD	not for use in the USA
DE	Glossar	Seite	Kalibrationswert	Wert	Bereich	1SD	nicht zur Verwendung in den USA
FR	Glossaire	Page	Valeur de calibration	Valeur	Intervalle	1SD	non disponible aux USA
ES	Glosario	Página	Valor de calibración	Valor	Intervalo	1DE	no se utiliza en los EE. UU.
IT	Glossario	Pagina	Valore di calibrazione	Valore	Intervallo	1DS	non per l'uso negli USA
PT	Glossário	Página	Valor de calibração	Valor	Intervalo	1DP	não disponível nos EUA
DA	Ordlister	Side	Kalibreringsværdi	Værdi	Område	1SD	ikke til brug i USA
SV	Ordlister	Sida	Kalibreringsvärde	Värde	Intervall	1SD	används ej i USA
NO	Ordlister	Side	Kalibreringsverdi	Verdi	Område	1SD	ikke tilgjengelig i USA
CS	Glosář	Strana	Kalibrační hodnota	Hodnota	Rozsah	1SD	není určeno pro použití v USA
SK	Slovník	Strana	Kalibračná hodnota	Hodnota	Rozsah	1SD	nie je určené na použitie v USA
PL	Stownik	Strona	Wartość kalibracji	Wartość	Zakres	1SD	nie do użycia w USA
HU	Fogalomtár	Oldal	Kalibrációs érték	Érték	Tartomány	1SD	az USA területén nem alkalmazandó
EL	Γλωσσάριο	Σελίδα	Τιμή βαθμονόμησης	Τιμή	Εύρος	1SD	δεν προορίζεται για χρήση στις Η.Π.Α.
TR	Sözlükçe	Sayfa	Kalibrasyon değeri	Değer	Aralık	1SD	ABD'de kullanılmaz
BG	Речник	Страница	Калибрационна стойност	Стойност	Обхват	1SD	не се използва в САЩ
ET	Sõnastik	Lehekülg	Kalibreerimisväärtus	Väärtus	Vahemik	1SD	Ei ole kasutamiseks Ameerika Ühendriikides.
LT	Terminų žodynas	Puslapis	Kalibravimo reikšmė	Reikšmė	Intervalas	1SD	neprieinama JAV
LV	Vārdnīca	Lapa	Kalibrācijas vērtība	Vērtība	Diapazons	1SN	nav paredzēts lietošanai ASV
RU	Глоссарий	Страница	Калибровочное значение	Значение	Диапазон	1SD	Не для использования в США
VI	Bảng chú giải thuật ngữ	Trang	Giá trị chuẩn định	Giá trị	Khoảng	1SD	không sử dụng ở Mỹ
ZH	词汇表	页码	定标值	数值	范围	1SD	不可用于美国
RO	Glosar	Pagina	Valoare de calibrare	Valoare	Interval	1SD	nu este destinat utilizării în SUA
UK	Глосарій	Сторінка	Калібрувальне значення	Значення	Діапазон	1CB	для використання у країнах за межами США

EN	Supplemental Value Sheet	Please note that following data have been modified or added.
DE	Ergänzendes Wertebblatt	Bitte beachten Sie, dass folgende Daten geändert oder hinzugefügt wurden.
FR	Fiche de valeurs complémentaire	Veillez noter que les données suivantes ont été modifiées ou ajoutées.
ES	Ficha de valores adicional	Observe que los siguientes datos han sido modificados o añadidos.
IT	Foglietto aggiuntivo relativo ai valori teorici	Nota: i seguenti dati sono stati modificati o aggiunti.
PT	Folha de valores suplementar	Note que os seguintes dados foram modificados ou adicionados.
DA	Supplerende værdiskema	Bemærk, at nedenstående data er ændret eller tilføjet.
SV	Kompletterande värdeark	Observera att följande data har ändrats eller lagts till.
NO	Supplerende verdiskjema	Vær oppmerksom på at følgende data er endret eller lagt til.
CS	Doplňkový list hodnot	Vezměte, prosím, na vědomí, že následující údaje byly změněny nebo přidány.
SK	Doplňková tabuľka hodnôt	Upozorňujeme Vás, že nasledujúce údaje boli upravené alebo pridané.
PL	Uzupełniający arkusz wartości	Należy wziąć pod uwagę, że podane poniżej dane zostały zmodyfikowane lub zostały dodane.
HU	Pótdatlap	Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az alábbi adatokat módosították ill. hozzáadták.
EL	Συμπληρωματικό φύλλο τιμών	Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω δεδομένα έχουν τροποποιηθεί ή προστεθεί.
TR	Tamamlayıcı Değer Sayfası	Aşağıdaki verilerde değişiklik veya ekleme yapıldığını lütfen dikkate alın.
BG	Допълнителна листовка със стойности	Моля, обърнете внимание, че следните данни са променени или добавени.
ET	Lisaväärtuste leht	Juhime tähelepanu, et järgmised andmed on muudetud või lisatud.
LT	Papildoma reikšmių lentelė	Atkreipkite dėmesį, kad šie duomenys buvo pakeisti arba papildyti.
LV	Papildu vērtību lapa	Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir mainīti vai pievienoti turpmāk norādītie dati.
RU	Дополнительный перечень значений	Обратите внимание, что следующие данные были изменены или добавлены.
VI	Tờ giá trị bổ sung	Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu sau đã được sửa đổi hoặc bổ sung.
ZH	补充靶值单	请注意：已修改或添加下列数据。
RO	Fișă cu valori suplimentară	Rețineți că următoarele date au fost modificate sau adăugate.
UK	Додаткова таблиця значень	Зверніть увагу, що було змінено або додано такі дані: