

# PreciControl Vitamin D total II

**cobas**<sup>®</sup>

REF 07464266 190

LOT 329376

Ver. 02

2019-07

cobas e 801

Components	Method	LOT	PreciControl VITDT1			PreciControl VITDT2			Units
			Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	
VITDT 2	Elecsys Vitamin D total II <b>07028148</b>	326428	11.3	7.57 - 15.0	1.24	25.3	17.7 - 32.9	2.53	ng/mL
			28.3	19.0 - 37.6	3.11	63.3	44.3 - 82.3	6.33	nmol/L
VITDT 2	Elecsys Vitamin D total II <b>07028148</b>	298338	10.6	7.10 - 14.1	1.17	25.3	17.7 - 32.9	2.53	ng/mL
			26.5	17.8 - 35.2	2.92	63.3	44.3 - 82.3	6.33	nmol/L
VITDT 2	Elecsys Vitamin D total II <b>07028148</b>	273962	<b>11.0</b>	<b>7.37 - 14.6</b>	<b>1.21</b>	<b>24.4</b>	<b>17.1 - 31.7</b>	<b>2.44</b>	<b>ng/mL</b>
			<b>27.5</b>	<b>18.4 - 36.6</b>	<b>3.03</b>	<b>61.0</b>	<b>42.7 - 79.3</b>	<b>6.10</b>	<b>nmol/L</b>

Entries printed in bold have been added or updated compared to the previous version of the value sheet.

Fett gedruckte Angaben sind gegenüber der letzten Version des Werteblatts neu hinzugekommen oder aktualisiert.

Le voci stampate in neretto sono state aggiunte o aggiornate rispetto alla versione precedente del foglietto relativo ai valori teorici.

Les adjonctions ou modifications par rapport à la version précédente sont signalées en caractères gras.

Las entradas impresas en negrita han sido añadidas o actualizadas respecto a la versión anterior de la hoja de valores.

As entradas impressas a negrito foram adicionadas ou atualizadas em comparação com a versão anterior da Folha de Valores.

Data med fed skrift er tilføjet eller opdateret sammenlignet med den foregående version af værdiskemaet.

Textinnehåll som är tryckt i fetstil har lagts till eller uppdaterats jämfört med tidigare versioner av värdearket.

Oppføringer som er trykket i uthvet skrift er lagt til eller er oppdatert sammenlignet med den tidligere versjonen av verdiskjemaet.

Údaje zvýrazněné tučným písmem byly přidány nebo upraveny ve srovnání s předchozí verzí metodického listu.

Záznamy vytlačené tučným písmem boli pridané alebo aktualizované v porovnaní s predchádzajúcou verziou letáku s hodnotami.

Az adatlapon félkövér betűkkel nyomatott bejegyzések tartalma új vagy módosított a korábbi verzióhoz képest.

Pozycje wydrukowane wytłuszczoną czcionką zostały dodane lub zaktualizowane w porównaniu do poprzedniej wersji arkusza wartości.

Οι καταχωρήσεις με έντονους χαρακτήρες έχουν προστεθεί ή έχουν ενημερωθεί σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του φύλλου τιμών.

Koyu harfle yazılan girişler değer sayfasının önceki versiyonuna eklenmiştir veya güncellenmiştir.

Текстът, отпечатан в получер шрифт, е добавен или актуализиран в сравнение с предишната версия на листа със стойности.

Paksus kirjas trükitud kirjed on lisatud või ajakohastatud võrreldes väärtuste lehe eelmise versiooniga.

Paryškintai atspausdinti įrašai buvo naujai pridėti arba atnaujinti palyginus su senąja versija.

Treknrakstā ir iezīmēts pievienots vai atjaunināts teksts, salīdzinot ar iepriekšējo vērtību lapas versiju.

Записи, выделенные полужирным шрифтом, были добавлены или обновлены по сравнению с предыдущей версией информационного листа.

## Glossary:

Kit / Kit / Coffret / Estuche / Confezione / Dispositivo / Kit / Kit / Kit / Souprava / Súprava / Zestaw / Csomag / Kit / Kit / Кит / Komplekt / Rinkinys / Komplekts / Набор

Bottle / Flasche / Flacon / Frasco / Flacone / Frasco / Flaske / Flaska / Flaske / Nádobka / Flaška / Butelka / Fiola / Φιάλη / Şişe / Шише / Pudel / Buteliukas / Pudele / Флакон

Components / Bestandteile / Constituant / Componente / Componenti / Componente / Komponenter / Komponenter / Komponenter / Složka / Zložky / Składniki / Összetevők / Συστατικά / Bileşenler / Компоненти / Koostisosad / Komponentai / Sastāvdaļas / Компоненты

Method / Methode / Méthode / Método / Metodo / Método / Metode / Metod / Metode / Metoda / Metoda / Módszer / Μέθοδος / Yöntem / Метод / Meetod / Metodos / Methode / Метод

Value / Wert / Valeur / Valor / Valore / Valor / Værdi / Värde / Verdi / Hodnota / Hodnota / Wartość / Érték / Τιμή / Değer / Стойност / Väärtus / Verté / Vērtība / Значение

Range / Bereich / Intervalle / Intervalo / Intervallo / Intervalo / Område / Intervall / Område / Rozsah / Rozsah / Zakres / Tartomány / Εύρος / Aralık / Обхват / Vahemik / Intervalas / Diapazons / Диапазон

For translations, see glossary at the end of this document. / Übersetzungen siehe Glossar am Ende des Dokumentes. / Pour connaître les traductions, consulter le glossaire à la fin de ce document. / Para las traducciones consulte el glosario al final de este documento. / Per le traduzioni, vedere il glossario alla fine del presente documento. / Para traduções, ver glossário no fim deste documento. / Vedr. oversættelse - se gloseliste i slutningen af dette dokument. / Se ordlistan i slutet av detta dokument för översättningar. / Översättelser, se den forklarende ordliste bakerst i dette dokumentet. / Překlady naleznete v glosáři na konci tohoto dokumentu. / Preklad pozri v glosári na konci tohto dokumentu. / Tłumaczenie, patrz słowniczek na końcu dokumentu. / A fordításokat lásd a dokumentum végén található fogalomtárban. / Για μεταφράσεις, δείτε το γλωσσάριο στο τέλος αυτού του εγγράφου. / Çeviriler için bu belgenin sonundaki sözlüğe bakınız. / За перевод, вижте речника в края на този документ. / Tõlgete koht vt käesoleva dokumendi lõpus olevat sõnastikku. / Dél vertimű žr. šio dokumento pabaigoje esantį glosarijų. / Lai veiktų tulkošanu, skatiet glosariju šī dokumenta beigās. / Для перевода см. глоссарий в конце этого документа.

# PreciControl Vitamin D total II

**cobas**<sup>®</sup>

REF 07464266 190

LOT 329376

Ver. 02

 2019-07

1SD / 1SD / 1s / 1DE / 1DS / 1DP / 1SD / 1SD / 1SD / 1SD / 1SD / 1SD / 1SD / 1SD / 1SD / 1SD / 1SD / 1SN / 1SD

Units / Maßeinheit / Unité / Unidad / Unità di misura / Unidade / Enhed / Enhet / Enhet / Jednotka / Jednotka / Jednostka / Mértékegység / Μονάδα / Birim /  
Единица / Ühik / Vienetas / Vienība / Единица

---

© 2018, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim  
[www.roche.com](http://www.roche.com)

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN  
US Customer Technical Support 1-800-428-2336

