



Tina-quant Ferritin Gen.4

cobas c 311/501/502 analyzers
04885317 190, Sys.-ID 07 6966 5

cobas c 701/702 analyzers
05172390 190, Sys.-ID 05 6966 5

For **cobas c 311/501** analyzers:
FERR4: ACN 692

For **cobas c 701/702** analyzers:
FERR4: ACN 8692

For **cobas c 502** analyzer:
FERR4: ACN 8692

LOT	e-BC Ver.					µg/L	pmol/L	ng/mL
	c311	c501	c502	c701	c702	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης	Calibration Value/Kalibrationswert Valeur de calibration/Valor de calibración Valore di calibrazione/Valor de calibração Kalibreringsværdi/Kalibreringsværdi Kalibrační hodnota/Hodnota kalibrácie Wartość kalibratora/Kalibrációs érték Τιμή βαθμονόμησης

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 216

199428	4	4	4	4	4	1190	2670	1190
277668	3	3	3	3	3	1190	2670	1190
281130	3	3	3	3	3	1190	2670	1190
281134	3	3	3	3	3	1190	2670	1190
281135	3	3	3	3	3	1190	2670	1190
223235	3	3	3	3	3	1250	2810	1250
277906	3	3	3	3	3	1180	2650	1180
312505	3	3	3	3	3	1200	2700	1200
336551	1	1	1	1	1	1190	2670	1190

C.f.a.s. Proteins, No. 11355279 160

199428	4	4	4	4	4	1190	2670	1190
223235	3	3	3	3	3	1250	2810	1250
277906	3	3	3	3	3	1180	2650	1180
312505	3	3	3	3	3	1200	2700	1200
336551	1	1	1	1	1	1190	2670	1190

LOT	e-BC Ver.					µg/L			pmol/L			ng/mL		
	c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD
						Wert	Bereich	1SD	Wert	Bereich	1SD	Wert	Bereich	1SD
						Valeur	Intervalle	1s	Valeur	Intervalle	1s	Valeur	Intervalle	1s
						Valor	Intervalo	1DE	Valor	Intervalo	1DE	Valor	Intervalo	1DE
						Valore	Intervallo	1DS	Valore	Intervallo	1DS	Valore	Intervallo	1DS
						Valor	Intervalo	1DP	Valor	Intervalo	1DP	Valor	Intervalo	1DP
						Värde	Område	1DP	Värde	Område	1DP	Värde	Område	1DP
						Værdi	Område	1SD	Værdi	Område	1SD	Værdi	Område	1SD
						Homota	Rozmezí	1SD	Homota	Rozmezí	1SD	Homota	Rozmezí	1SD
						Hodnota	Rozsah	1SD	Hodnota	Rozsah	1SD	Hodnota	Rozsah	1SD
						Wartość	Zakres	1SD	Wartość	Zakres	1SD	Wartość	Zakres	1SD
						Érték	Tartomány	1SD	Érték	Tartomány	1SD	Érték	Tartomány	1SD
						Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 190, 05117003 190, 05117208 922 (Q.C.S.)

132859	4	4	4	4	4	121	82	-	160	13	272	182	-	362	30	121	82	-	160	13
144514	5	5	5	5	5	111	75	-	147	12	249	168	-	330	27	111	75	-	147	12
154342	5	5	5	5	5	121	82	-	160	13	272	182	-	362	30	121	82	-	160	13
160400	4	4	4	4	4	126	84	-	168	14	283	190	-	376	31	126	84	-	168	14
160401	4	4	4	4	4	126	84	-	168	14	283	190	-	376	31	126	84	-	168	14
160407	5	5	5	5	5	113	77	-	149	12	254	170	-	338	28	113	77	-	149	12
160410	5	5	5	5	5	113	77	-	149	12	254	170	-	338	28	113	77	-	149	12
191102	4	4	4	3	3	119	80	-	158	13	267	180	-	354	29	119	80	-	158	13
191118	4	4	4	3	3	119	80	-	158	13	267	180	-	354	29	119	80	-	158	13
250241	4	4	4	4	4	122	83	-	161	13	274	184	-	364	30	122	83	-	161	13
250254	3	3	3	3	3	122	83	-	161	13	274	184	-	364	30	122	83	-	161	13
348270	3	3	3	3	3	113	77	-	149	12	254	170	-	338	28	113	77	-	149	12
324196	2	2	2	2	2	125	83	-	167	14	281	188	-	374	31	125	83	-	167	14

PreciControl ClinChem Multi 1, No. 05947626 160

144514	5	5	5	5	5	111	75	-	147	12	249	168	-	330	27	111	75	-	147	12
191102	4	4	4	3	3	119	80	-	158	13	267	180	-	354	29	119	80	-	158	13
250254	2	2	2	2	2	122	83	-	161	13	274	184	-	364	30	122	83	-	161	13

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 190, 05117216 190, 05117291 922 (Q.C.S.)

144527	6	6	6	6	6	238	160	-	316	26	535	358	-	712	59	238	160	-	316	26
132865	6	6	6	6	6	221	149	-	293	24	497	332	-	662	55	221	149	-	293	24
154345	6	5	5	5	5	221	149	-	293	24	497	332	-	662	55	221	149	-	293	24
160386	5	5	5	5	5	239	161	-	317	26	537	360	-	714	59	239	161	-	317	26
160393	6	6	6	6	6	234	156	-	312	26	526	352	-	700	58	234	156	-	312	26
191111	4	4	4	4	4	229	154	-	304	25	515	344	-	686	57	229	154	-	304	25
191112	4	4	4	4	4	229	154	-	304	25	515	344	-	686	57	229	154	-	304	25
191125	4	4	4	4	4	242	161	-	323	27	544	364	-	724	60	242	161	-	323	27
250228	4	4	4	4	4	228	153	-	303	25	512	344	-	680	56	228	153	-	303	25
250267	3	3	3	3	3	229	154	-	304	25	515	344	-	686	57	229	154	-	304	25
250280	2	2	2	2	2	226	151	-	301	25	508	340	-	676	56	226	151	-	301	25
348273	3	3	3	3	3	234	156	-	312	26	526	352	-	700	58	234	156	-	312	26
324345	1	1	1	1	1	221	149	-	293	24	497	332	-	662	55	221	149	-	293	24
324348	1	1	1	1	1	221	149	-	293	24	497	332	-	662	55	221	149	-	293	24

PreciControl ClinChem Multi 2, No. 05947774 160

144527	6	6	6	6	6	238	160	-	316	26	535	358	-	712	59	238	160	-	316	26
154345	4	4	4	4	4	221	149	-	293	24	497	332	-	662	55	221	149	-	293	24
250267	2	2	2	2	2	229	154	-	304	25	515	344	-	686	57	229	154	-	304	25

LOT	e-BC Ver.					µg/L			pmol/L			ng/mL		
	c311	c501	c502	c701	c702	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD
						Wert	Bereich	1SD	Wert	Bereich	1SD	Wert	Bereich	1SD
						Valeur	Intervalle	1s	Valeur	Intervalle	1s	Valeur	Intervalle	1s
						Valor	Intervalo	1DE	Valor	Intervalo	1DE	Valor	Intervalo	1DE
						Valore	Intervallo	1DS	Valore	Intervallo	1DS	Valore	Intervallo	1DS
						Valor	Intervalo	1DP	Valor	Intervalo	1DP	Valor	Intervalo	1DP
						Värde	Område	1DP	Värde	Område	1DP	Värde	Område	1DP
						Værdi	Område	1SD	Værdi	Område	1SD	Værdi	Område	1SD
						Hodnota	Rozmezí	1SD	Hodnota	Rozmezí	1SD	Hodnota	Rozmezí	1SD
						Hodnota	Rozsah	1SD	Hodnota	Rozsah	1SD	Hodnota	Rozsah	1SD
						Wartość	Zakres	1SD	Wartość	Zakres	1SD	Wartość	Zakres	1SD
						Érték	Tartomány	1SD	Érték	Tartomány	1SD	Érték	Tartomány	1SD
						Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD	Τιμή	Εύρος	1SD

Precinorm Protein, No. 10557897 122

223237	3	3	3	3	3	145	97	-	193	16	326	218	-	434	36	145	97	-	193	16
294543	3	3	3	3	3	148	100	-	196	16	333	222	-	444	37	148	100	-	196	16

Precinorm Protein, No. 10557897 160

223237	3	3	3	3	3	145	97	-	193	16	326	218	-	434	36	145	97	-	193	16
294543	3	3	3	3	3	148	100	-	196	16	333	222	-	444	37	148	100	-	196	16

Precipath Protein, No. 11333127 122

154658	3	3	3	3	3	262	175	-	349	29	589	394	-	784	65	262	175	-	349	29
272990	3	3	3	3	3	283	190	-	376	31	636	426	-	846	70	283	190	-	376	31

Precipath Protein, No. 11333127 160

154658	3	3	3	3	3	262	175	-	349	29	589	394	-	784	65	262	175	-	349	29
272990	3	3	3	3	3	283	190	-	376	31	636	426	-	846	70	283	190	-	376	31